








LABORINFORMATION

05.10.2020

Abstrichsysteme für Mikrobiologische Untersuchungen (Kultur und PCR)

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam!

Anbei einige Hinweise zu folgenden Abstrichsystemen:

COPAN® Wattetupfer, starrer Stab, blaue Kappe mit GEL-Medium	Wundabstriche, Screening, Rachenabstriche etc., Erreger und Resistenz	
COPAN® Wattetupfer, flexibler Metallstab, orange Kappe mit GEL-Medium	Nase-Rachenabstrich, Screening, Urethralabstrich etc., Erreger und Resistenz	
Cliniswab® Abstrichtupfer, beflockt, starrer Stab, grüne Kappe mit Flüssigmedium	Wundabstriche, Rachenabstriche etc., Erreger und Resistenz UND PCR	
Cliniswab® Abstrichtupfer, beflockt, flexibler Stab, weisse Kappe mit Flüssigmedium	Nasen-Rachenabstrich, Urethralabstrich, Erreger und Resistenz UND PCR	
NERBE® Viskosetupfer, starrer Stab, OHNE Medium	Rachenabstrich, PCR auf COVID, Influenza, Multiplex-PCR respirat. Erreger etc.	

Bitte verwenden Sie für **PCR Untersuchungen auf SARS-CoV-2, Influenza und Multiplex-PCR respiratorische Erreger - Untersuchungen den trockenen NERBE®-Tupfer**. Bei allen anderen Abstrichsystemen gibt es z. Z. einige Lieferengpässe.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Ihr Medizinisches Labor Westsachsen

TEL: 0375 27 215 50 (Zentrale Labor)
0375 27 215 51 (Mikrobiologie Labor)
0375 27 215 16 oder -17 (Mikrobiologie Laborleitung)