

## Änderung bei Blutabnahmeröhrchen für BSG

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

wir möchten Sie über eine wichtige Änderung bezüglich der Blutabnahmeröhrchen für die Bestimmung der **Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)** mit Hilfe des Vacutainer-Blutabnahmesystems informieren.


Die bisher verwendeten BSG-Röhrchen der Firma Becton Dickinson (Vacutainer) sind leider nicht mehr verfügbar (Restbestände werden aufgebraucht), da die Produktion durch den Hersteller eingestellt wurde.

Wir verstehen, dass diese Entwicklung eventuell Anpassungen Ihrer Routineabläufe erfordert und haben uns darum bemüht, die Auswirkungen für Sie so gering wie möglich zu halten.

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine effiziente und praktikable Lösung gefunden haben. Mithilfe spezieller Adapter können die BSG-Monovetten der Firma Sarstedt problemlos mit dem Blutabnahmesystem von Becton Dickinson (BD) verwendet werden. Darüber hinaus sind die BSG-Monovetten von Sarstedt auch mit den neueren BSG-Ständern von BD nutz- bzw. ablesbar. Dies gewährleistet einen nahtlosen Übergang und ermöglicht es Ihnen, Ihre BSG-Tests mit der gleichen Routine durchzuführen.

### Wichtige Informationen:

Aufgrund der Einstellung der BSG-Röhrchen-Produktion durch BD sind nun BSG-Monovetten von Sarstedt mit speziellen Adaptern für die Kompatibilität mit dem BD-Blutabnahmesystem verfügbar. Diese können ab sofort in unserem Online-Shop oder über unser Bestellformular bezogen werden.



Wir möchten Ihnen für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit danken.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Ihr Medizinisches Labor Westsachsen