

## Erregerdiagnostik aus dem Urin

Erregernachweis kulturell (Erreger und Resistenz) und PCR

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrtes Praxisteam,

für den **Erregernachweis aus dem Urin** stehen je nach Anforderung zwei unterschiedliche Entnahmesysteme zur Verfügung:



Urinröhrchen mit Borsäure (Kultur)



Cobas PCR Röhrchen (PCR)

Material	Untersuchungsanforderung	Entnahmesystem
<b>Mittelstrahlurin</b> (Harnwegsinfektion)	Kultur: Erreger und Resistenz	Urinröhrchen mit Borsäure
<b>Dauerkatheterurin</b> (Harnwegsinfektion)	Kultur: Erreger und Resistenz	Urinröhrchen mit Borsäure
<b>Mittelstrahlurin</b> (Harnwegsinfektion)	Atypische Erreger	Urinröhrchen mit Borsäure <b>UND</b> COBAS PCR Röhrchen
<b>Erststrahlurin</b> (STI) (höhere Sensitivität verglichen mit Mittelstrahlurin)	GO*/CT, GO-Kultur*, Ureaplasmen/Mykoplasmen, Trichomonas vaginalis, HSV1/2,	Urinröhrchen mit Borsäure <b>UND</b> COBAS PCR Röhrchen

\* GO Anforderung IMMER PCR + Kultur zur Resistenzbestimmung

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Ihre Medizinisches Labor Ostsachsen MVZ eGbR und Medizinisches Labor Westsachsen MVZ GbR

**Urinuntersuchung Kultur: Urinröhrchen mit Borsäure**

**Urinuntersuchung PCR: COBAS PCR Röhrchen**

**Urinuntersuchung Kultur UND PCR: Urinröhrchen mit Borsäure UND COBAS PCR Röhrchen**